

Examen biomicroscópico (Biomicroscopía, lámpara de hendidura) – Verbal

Se realiza en la lámpara de hendidura, un aparato con una luz intensa en forma de hendidura que permite ver en forma tridimensional las estructuras del [ojo](#) en su porción anterior, permite identificar lesiones de córnea, [cataratas](#), quistes en el iris o lesiones de los párpados y conjuntiva.

Imágenes del examen biomicroscópico (Biomicroscopía, lámpara de hendidura)



Lámpara de Hendidura – Test de Biomicroscopía en niños verbales – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria



Lámpara de Hendidura – Test de Biomicroscopía en niños verbales – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria

Vídeo del examen biomicroscópico (Biomicroscopía, lámpara de hendidura)

https://oftalmologiapediatrica.com.ve/wp-content/uploads/2018/03/examen-lampara-de-hendidura_x264.mp4

Examen con lámpara de hendidura – Dr. Alvaro Sanabria – Oftalmología pediátrica – Venezuela.